



## Zlewki laboratoryjne - wysokie

Zlewka wysoka z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1224	Zlewka wysoka	50 ml	38 mm	70 mm
	S-1225	Zlewka wysoka	100 ml	48 mm	80 mm
	S-1226	Zlewka wysoka	150 ml	54 mm	95 mm
	S-1227	Zlewka wysoka	250 ml	60 mm	120 mm
	S-1228	Zlewka wysoka	400 ml	70 mm	130 mm
	S-1229	Zlewka wysoka	500 ml	75 mm	140 mm
	S-1230	Zlewka wysoka	600 ml	80 mm	150 mm
	S-1231	Zlewka wysoka	1000 ml	95 mm	180 mm
	S-1637	Zlewka wysoka	2000 ml	120 mm	240 mm
	S-1232	Zlewka wysoka	3000 ml	135 mm	280 mm

### Opis

Zlewki laboratoryjne wysokie. Z podziałką. Wykonane ze szkła borokrzemowego.