





Gilotyna

Gilotyna ze skośnym okrągłym nożem samoostrzącym w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego. Zapewnia automatyczne dociskanie przycinanego materiału. Wyposażona w przezroczystą dociskaną linijkę z umieszczoną na niej skalą w cm i calach. Możliwość regulacji kąta i formatu przycinanego materiału.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-9935	Gilotyna, dł. cięcia: 320 mm
	L-9936	Gilotyna, dł. cięcia: 460 mm

Opis

Gilotyna ze skośnym okrągłym nożem samoostrzącym w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego. Zapewnia automatyczne dociskanie przycinanego materiału. Wyposażona w przezroczystą dociskaną linijkę z umieszczoną na niej skalą w cm i calach. Możliwość regulacji kąta i formatu przycinanego materiału.

Długość cięcia: ok. 320 mm lub 460 mm.

Grubość cięcia: ok. 0,5 mm.