


















Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z zakrętką - o poj. 10 ml - 20 l



Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	D-1496	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	10 ml	36 x 50 mm	GL25	1 szt.
	D-1458	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	25 ml	36 x 74 mm	GL25	1 szt.
	D-1459	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	50 ml	46 x 91 mm	GL32	1 szt.
	D-1460	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	100 ml	56 x 105 mm	GL45	1 szt.
	D-1497	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	150 ml	62 x 115 mm	GL45	1 szt.
	D-1461	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	250 ml	70 x 143 mm	GL45	1 szt.
	D-1462	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	500 ml	86 x 181 mm	GL45	1 szt.
	D-1498	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	750 ml	95 x 203 mm	GL45	1 szt.
	D-1463	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	1000 ml	101 x 230 mm	GL45	1 szt.
	D-1464	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	2000 ml	136 x 267 mm	GL45	1 szt.
	D-1499	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	3500 ml	160 x 295 mm	GL45	1 szt.
	D-1465	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	5000 ml	183 x 335 mm	GL45	1 szt.
	D-1500	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	10000 ml	227 x 415 mm	GL45	1 szt.
	D-1501	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	15000 ml	268 x 450 mm	GL45	1 szt.
	D-1502	Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką	20000 ml	288 x 510 mm	GL45	1 szt.

Opis

Wysokiej jakości butelki laboratoryjne wykonane ze szkła Duran, które cechuje duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Posiadają naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. W zestawie z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym (dla gwintów GL 32 i GL 45). W przypadku butelek z gwintem GL 25 tylko zakrętką (specjalnie wyprofilowany wylew nie wymaga stosowania pierścieni).

Wyśrubowane normy produkcji zgodnie z ISO 4796-1 powodują, że butelki firmy Duran posiadają równomierne, grube ścianki. Każda butelka posiada naniesiony ośmiocyfrowy kod tzw. Retrace Code, czyli numer pozwalający ustalić dokładną partię produkcji oraz otrzymać od producenta certyfikat jakości i certyfikat serii. Jest to szczególnie ważna informacja w przemyśle medycznym, czy farmaceutycznym.

Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -30°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości.