

Pincety anatomiczne ze stali nierdzewnej

Praktyczne pincety przeznaczone do rutynowych prac laboratoryjnych.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Długość	Waga	Szt./Op.
	3-0300	Pincety anatomiczne powlekane elektroforetycznie	szpiczasta	95 mm	ok. 12 g	5 szt.
	3-0301	Pincety anatomiczne - uchwyt o opływowym kształcie	płaska o szer. 3 mm	90 mm	ok. 11 g	5 szt.
	3-0302	Pincety anatomiczne - uchwyt profilowany w łuki	płaska o szer. 4 mm	95 mm	ok. 11 g	5 szt.
	3-0303	Zestaw pincet anatomicznych w etui	-	-	-	5 szt.

Opis

Praktyczne pincety przeznaczone do rutynowych prac laboratoryjnych.

Model **3-0300** jest dostępny w kolorze czarnym (lakierowany proszkowo).

Modele **3-0301** i **3-0302** są dostępne w kolorze srebrnym i posiadają specjalnie wyprofilowane uchwyty w celu zapewnienia lepszego dopasowania do dłoni. Otwory zapewniają mniejszą wagę.

Zestaw zawiera 3 nierdzewne pincety - po 1 szt.: **3-0300**, **3-0301** i **3-0302**.