



Pincety standardowe - RSG

Pincety wysokiej jakości wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8, materiał nr 1.4301 (Remanit). Wyprodukowane w Niemczech.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Długość
	1-1811	Pinceta standardowa, anatomiczna	zaokrąglona	130 mm
	1-1813	Pinceta standardowa, chirurgiczna	szpiczasta	130 mm
	B-1814	Pinceta standardowa, chirurgiczna	szpiczasta	105 mm
	B-1815	Pinceta standardowa, anatomiczna	zaokrąglona	300 mm

Opis

Pincety wysokiej jakości wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8, materiał nr 1.4301 (Remanit). Wyprodukowane w Niemczech.

Model anatomiczny: końcówka zaokrąglona.

Model chirurgiczny: końcówka szpiczasta.