



## Probówki jednorazowe z PP



**Reakcyjne probówki wirówkowe wykonane z polipropylenu lub z polistyrenu z okrągłym dnem.** Doskonale do różnych prac laboratoryjnych. Odznaczają się wysoką wytrzymałością termiczną i mechaniczną. Odporne na substancje organiczne i nieorganiczne.

**Autoklawowalne w warunkach:** 121°C / 2,1 bar (PP).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	E-1648	Probówki jednorazowe z PP	zaokrąglone	4 ml	12 x 55 mm	1000 szt.
	E-1649	Probówki jednorazowe z PP	zaokrąglone	5 ml	12 x 75 mm	1000 szt.
	E-1650	Probówki jednorazowe z PP	zaokrąglone	12 ml	16 x 100 mm	2000 szt.

### Opis

**Probówki jednorazowe wykonane z polipropylenu.** Z okrągłym dnem. Doskonale do różnych prac laboratoryjnych. Odznaczają się wysoką wytrzymałością termiczną i mechaniczną. Odporne na substancje organiczne i nieorganiczne.

**Autoklawowalne w warunkach:** 121°C / 2,1 bar (PP).

Do probówek pasują kolorowe korki z polietylenu, [Nr-Art. 1-2076 i kolejne](#). (Korki należy zamawiać osobno).