



Probówki stożkowe o pojemności 10 ml

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, stożkowe o poj. 10 ml. Z podziałką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2312	Probówki stożkowe z podziałką: 0.5, 1, 2.5, 5 i 10 ml, kołnierzem o poj. 10 ml (± 1 ml) (1)	PP	16 x 100 mm	worek	2000 szt.
	B-2314	Probówki stożkowe z podziałką: 0.5, 1, 2.5, 5 i 10 ml i kołnierzem, o poj. 10 ml (± 1 ml) (3)	PS	16 x 100 mm	worek	2000 szt.
	B-2316	Probówki stożkowe z podziałką: 0.5, 1, 2.5, 5 i 10 ml, kołnierzem i korkiem o poj. 10 ml (± 1 ml), sterylne (5)	PS	16 x 100 mm	worek	2000 szt.
	B-2313	Probówki stożkowe bez podziałki i kołnierza o poj. 10 ml (± 1 ml)	PP	16 x 100 mm	worek	2000 szt.
	B-2315	Probówki stożkowe bez podziałki i kołnierza o poj. 10 ml (± 1 ml)	PS	16 x 100 mm	worek	2000 szt.

Opis

Probówki polipropylenowe i polistyrenowe, stożkowe o poj. 10 ml. Z podziałką.