



Probówki wirówkowe z PP - z zakrętką - o poj. 13 ml



Reakcyjne probówki wirówkowe wykonane z wyselekcjonowanego, biologicznie obojętnego polipropylenu. Ze szczelnym zamknięciem z PP w kolorze niebieskim. Przeznaczone do bezpiecznego transportu i przechowywania próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor zakrętki	Pojemność	Średnica	Długość	Szt./Op.
	2-0140	Probówki transportowe, okrągłodenne z PP	niebieska	13 ml	16 mm	100 mm	250 szt.

Opis

Reakcyjne probówki wirówkowe wykonane z wyselekcjonowanego, biologicznie obojętnego polipropylenu. Ze szczelnym zamknięciem z PP w kolorze niebieskim. Przeznaczone do bezpiecznego transportu i przechowywania próbek.