



Probówki wirówkowe 3119, z kopolimeru polipropylenu



Probówki wirówkowe z PPCO. Z zakrętką gwintową z PP. Charakteryzują się wyższą odpornością na działanie chemikaliów niż probówki poliwęglanowe. Przezroczyste. Umożliwiają dobrą obserwację próbek. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **50.000 g**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	2-9220	Probówki wirówkowe PPCO	10 ml	16 x 80 mm	10 szt.
	2-9221	Probówki wirówkowe PPCO	28 ml	25 x 94 mm	10 szt.
	2-9222	Probówki wirówkowe PPCO	30 ml	26 x 94 mm	10 szt.
	2-9223	Probówki wirówkowe PPCO	50 ml	29 x 103 mm	10 szt.

Opis

Probówki wirówkowe z PPCO. Z zakrętką gwintową z PP. Charakteryzują się wyższą odpornością na działanie chemikaliów niż probówki poliwęglanowe. Przezroczyste. Umożliwiają dobrą obserwację próbek. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **50.000 g**.

Odporne na temperatury: -40°C do +121°C.

Mogą być wielokrotnie autoklawowane.

Opakowanie zawiera 10 sztuk.