




Końcówki ViscoTip[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

ViscoTip[®] firmy Eppendorf to nowy model końcówek do dozowników Multipette[®] stworzony z myślą o dozowaniu cieczy o wysokiej lepkości dynamicznej - do 14 000 mPa*s. Innowacyjna konstrukcja tych końcówek umożliwia wygodną pracę z płynami takimi jak glicerol, polisorbát 80, miód, kremy i szampony. ViscoTip[®] nie zawierają substancji wymywalnych, np. plastyfikatorów, biocydów czy środków poślizgowych, które mogłyby zakłócać wyniki badań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6320	Końcówki ViscoTip [®]	10 ml	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030-089-502	4 x 25 szt.

Opis

ViscoTip[®] firmy Eppendorf to nowy model końcówek do dozowników Multipette[®], uzupełniający ofertę końcówek [Combitips Advanced](#). Końcówki te pozwalają na niezwykle precyzyjne dozowanie długich serii, niezależnie od rodzaju stosowanej cieczy, ponieważ działają na zasadzie wyporu bezpośredniego. Zostały stworzone z myślą o dozowaniu cieczy o wysokiej lepkości dynamicznej - od 200 mPa*s do maksymalnie 14 000 mPa*s. Ich innowacyjna konstrukcja umożliwia wygodną pracę z płynami takimi jak glicerol, polisorbát 80, miód oraz emulsje kosmetyczne, np. kremy, szampony, żele. Zastosowanie końcówek ViscoTip[®] znacząco redukuje siłę potrzebną przy dozowaniu wysoce lepkich cieczy. Ponadto znacząco skraca czas pracy i zmniejsza zużycie energii w Multipette. Końcówki te nie zawierają substancji wymywalnych, np. plastyfikatorów, biocydów czy środków poślizgowych, które mogłyby zakłócać wyniki badań. Są przeznaczone do dozowania objętości w zakresie od 100 µL do 10 mL w skokach co 10 µL.

Podobnie jak w przypadku Combitips Advanced, końcówki ViscoTip[®] są automatycznie rozpoznawane w dozownikach [Multipette[®] M4](#) i [Multipette[®] E3/E3x](#). Zachowana została wysoka ergonomia i wygoda pracy. Dodatkowo ViscoTip[®] może zostać szybko zidentyfikowana i odróżniona od końcówek [Combitips Advanced](#) po kodzie barwnym. Posiada również ciągłą skalę objętości oraz charakterystyczny podwójny pierścień.

Końcówki oferowane są w czystości Eppendorf Quality. Pakowane w 4 torebki po 25 sztuk.