



Szpatułka z główką

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej. Zakończona główką z tworzywa sztucznego, która zapobiega wyślizgiwaniu się szpatułki z rąk i umożliwia wygodną pracę w laboratorium.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Dł. x szer. | Dł. całk. |
|-----------|---------|--------------------|-------------|-----------|
| | B-0553 | Szpatułka z główką | 35 x 9 mm | 150 mm |
| | B-0554 | Szpatułka z główką | 35 x 9 mm | 210 mm |
| | B-0555 | Szpatułka z główką | 40 x 9 mm | 250 mm |
| | B-0556 | Szpatułka z główką | 55 x 15 mm | 300 mm |
| | B-0557 | Szpatułka z główką | 35 x 20 mm | 200 mm |
| | B-0558 | Szpatułka z główką | 35 x 20 mm | 250 mm |
| | B-0559 | Szpatułka z główką | 60 x 30 mm | 300 mm |
| | B-0560 | Szpatułka z główką | 60 x 30 mm | 400 mm |
| | B-0561 | Szpatułka z główką | 60 x 30 mm | 500 mm |

Opis

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej. Zakończona główką z tworzywa sztucznego, która zapobiega wyślizgiwaniu się szpatułki z rąk i umożliwia wygodną pracę w laboratorium.