



Szpatułka do tkanek



Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Dł. x szer. | Dł. całk. |
|---|---------|---------------------|-------------|-----------|
|  | B-0481 | Szpatułka do tkanek | 55 x 10 mm | 150 mm |
|  | B-0482 | Szpatułka do tkanek | 55 x 15 mm | 150 mm |
|  | B-0483 | Szpatułka do tkanek | 55 x 20 mm | 150 mm |

Opis

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.