





## Wibracyjna łoPATKA wagowa



Łopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekreślić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabraNEgo na łopatkę materiału. Łopatka jest dostarczana z nierdzewnym stalowym ostrzem, gładko szlifowanym lub z teflonową powłoką ułatwiającą łatwe zsypanie substancji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2210	Wibracyjna łoPATKA wagowa z ostrzem ze stali szlachetnej
	6-2211	Wibracyjna łoPATKA wagowa z ostrzem powleczonym teflonem

### Opis

Łopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekreślić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabraNEgo na łopatkę materiału. Łopatka jest dostarczana z nierdzewnym stalowym ostrzem, gładko szlifowanym lub z teflonową powłoką ułatwiającą łatwe zsypanie substancji.

**Długość:** 19 cm.

Możliwość zawieszenia.