



Probówki wirówkowe EZFlip™



Probówki wirówkowe z wygodną zatyczką EZFlip™ umożliwiającą zamykanie/otwieranie jedną ręką bez ryzyka upuszczenia zakrętki. Specjalna konstrukcja wieczka zapobiega jednocześnie kontaminacjom krzyżowym i przypadkowemu zanieczyszczeniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	N-7010	Probówki wirówkowe EZFlip™ z PP - 15 ml - sterylne - w workach	15 ml	sterylne	362694	worek	10 x 50 szt. = 500 szt.
	N-7011	Probówki wirówkowe EZFlip™ z PP	15 ml	sterylne	362695	statyw styropianowy	10 x 50 szt. = 500 szt.
	N-7012	Probówki wirówkowe EZFlip™ z PP - 50 ml - sterylne - w workach	50 ml	sterylne	362696	worek	20 x 25 szt. - 500 szt.
	N-7013	Probówki wirówkowe EZFlip™ z PP - 50 ml - sterylne - w statywach styropianowych	50 ml	sterylne	362697	statyw styropianowy	20 x 25 szt. - 500 szt.

Opis

Probówki wirówkowe z wygodną zatyczką EZFlip™ umożliwiającą zamykanie/otwieranie jedną ręką bez ryzyka upuszczenia zakrętki. Specjalna konstrukcja wieczka zapobiega jednocześnie kontaminacjom krzyżowym i przypadkowemu zanieczyszczeniu badanej próbki. Probówki wykonane są z polipropylenu odpornego na wirowanie do 8500 x g (15 ml) lub 9500 x g (50 ml). Posiadają pole do opisu oraz podziałkę.