

## Wibracyjna mikrołopatka wagowa



Mikrołopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekręcić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabranego na łopatkę materiału. Wąskie ostrze wykonane ze stali szlachetnej umożliwia pracę w naczynkach z ciasnymi otworami i w trudno dostępnych miejscach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2212	Wibracyjna mikrołopatka wagowa, z ostrzem ze stali szlachetnej

### Opis

Mikrołopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekręcić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabranego na łopatkę materiału. Wąskie ostrze wykonane ze stali szlachetnej umożliwia pracę w naczynkach z ciasnymi otworami i w trudno dostępnych miejscach.

**Długość:** 21 cm.

Możliwość zawieszenia.