





**Probówki wirówkowe czarne (PP) o pojemności 15 ml i 50 ml**

**Argos**<sup>®</sup>  
 TECHNOLOGIES

Czarne probówki wirówkowe wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. W 100% nieprzepuszczające światła. Idealne dla substancji fluorescencyjnych lub bromku etydyny. Z zakrętką zabezpieczającą przed wyciekaniem oraz białym polem do opisu. Autoklawowalne w temperaturze 121°C. Odporne na niskie temperatury do -100°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-5010	Probówki wirówkowe czarne (PP)	15 ml	50 szt.
	7-5011	Probówki wirówkowe czarne (PP)	50 ml	50 szt.

**Opis**

Czarne probówki wirówkowe wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. W 100% nieprzepuszczające światła. Idealne dla substancji fluorescencyjnych lub bromku etydyny. Z zakrętką zabezpieczającą przed wyciekaniem oraz białym polem do opisu. Autoklawowalne w temperaturze 121°C. Odporne na niskie temperatury do -100°C.

**Możliwość wirowania:**

- 7-5010: do **8400 x g**,
- 7-5011: do **10000 x g**.