



## Wkłady do pojemników do mrożenia CellCamper<sup>®</sup>



Zapasowe wkłady do pojemnika mrożącego CellCamper<sup>®</sup> na krioprobówkę o pojemności do 2 ml.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   | Na probówki  | Liczba otworów | Kolor | Szt./Op. |
|---|---------|---|--------------|----------------|-------|----------|
|    | 2-3734  | Zapaszowy wkład do pojemników CellCamper <sup>®</sup> | 1,0 - 2,0 ml | 12             | biały | 1 szt.   |
|  | 2-3735  | Zapaszowy wkład do pojemników CellCamper <sup>®</sup> | 1,0 - 2,0 ml | 30             | biały | 1 szt.   |

### Opis

Wymienne wkłady do pojemników do zamrażania CellCamper<sup>®</sup> o okrągłym kształcie, zawierające 12 lub 30 otworów. Odpowiednie do użycia z krioprobówkami o pojemności do 2 ml.

2-3734 to wkład do pojemników CellCamper [2-3702](#).

2-3735 to wkład do pojemników CellCamper [2-3703](#) i [2-3704](#).