




## Nakrętki Wheaton z PP - 22 mm

**WHEATON**<sup>®</sup>

Nakrętki Wheaton wykonane zostały z materiałów klasy farmaceutycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Gwint	Szt./Op.
	L-0910	Nakrętki Wheaton z PP	białe	22 mm	100 szt.

### Opis

Nakrętki Wheaton wykonane są z wytrzymałego polipropylenowego tworzywa sztucznego. Odpowiednie do większości zastosowań, które wymagają użycia butelek z szyjką gwintowaną. Idealnie nadają się do przechowywania i zabezpieczania lotnych rozpuszczalników. Nakrętki są w kolorze białym i nie posiadają septy. Rozmiar 22 mm.