




Nakrętki Wheaton z PP - 22 mm

WHEATON[®]

Nakrętki Wheaton wykonane zostały z materiałów klasy farmaceutycznej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Gwint | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------|-------|-------|----------|
|  | L-0910 | Nakrętki Wheaton z PP | białe | 22 mm | 100 szt. |

Opis

Nakrętki Wheaton wykonane są z wytrzymałego polipropylenowego tworzywa sztucznego. Odpowiednie do większości zastosowań, które wymagają użycia butelek z szyjką gwintowaną. Idealnie nadają się do przechowywania i zabezpieczania lotnych rozpuszczalników. Nakrętki są w kolorze białym i nie posiadają septy. Rozmiar 22 mm.