



Wózek transportowy z dwoma koszami

FOR MY LAB
neoLab[®]

Stabilny wózek transportowy z dwoma drucianymi koszami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-7083	Wózek transportowy z dwoma koszami

Opis

Wózek transportowy wykonany jest ze stalowych rurek w kolorze niebieskim, a kosze powlekane są miękkim tworzywem sztucznym w kolorze białym. Wózek ma stabilną konstrukcję. Obracające się w każdą stronę gumowe kółka ułatwiają jego prowadzenie. Posiada dwa druciane kosze, z których każdy ma nośność do 30 kg. Na górze znajduje się duży, głęboki koszyk a na dole płytszy koszyk dolny, co pozwala łatwo i szybko transportować przedmioty o różnych kształtach. Oczka obu koszy są stosunkowo niewielkie.

Pojemność:

górnny kosz 65 l

dolny kosz 24 l

UWAGA produkt do samodzielnego montażu.

Dane techniczne

Parametr	Wózek transportowy z dwoma koszami
Wymiary kosza (gł. x szer.)	60 x 40 cm
Wymiary wózka (gł. x szer. x wys. bez uchwytu)	73 x 41 x 85 cm

Parametr	Wózek transportowy z dwoma koszami
Wymiary wózka (gł. x szer. x wys. z uchwytem)	73 x 41 x 97 cm
Waga	13,5 kg
Średnica koła	100 mm
Łączna nośność wózka	60 kg