



Szpatuiko-łyżeczka, okrągła



Szpatuiko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze, a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. szpatuiki (dł. x szer.)	Wymiary łyżeczki (dł. x szer.)	Dł. całk.
	B-0620	Szpatuiko-łyżeczka - okrągła	60 x 17 mm	43 x 28 mm	150 mm
	B-0621	Szpatuiko-łyżeczka - okrągła	80 x 22 mm	60 x 36 mm	200 mm
	B-0622	Szpatuiko-łyżeczka - okrągła	90 x 25 mm	75 x 43 mm	240 mm
	B-0623	Szpatuiko-łyżeczka - okrągła	105 x 31 mm	85 x 50 mm	280 mm
	B-0624	Szpatuiko-łyżeczka - okrągła	115 x 32 mm	110 x 45 mm	320 mm

Opis

Szpatuiko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze, a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna.