



Szpatuiko-lyzeczka, okragla



Szpatuiko-lyzeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze, a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. szpatuiki (dł. x szer.)	Wymiary lyzeczki (dł. x szer.)	Dł. całk.
	B-0620	Szpatuiko-lyzeczka - okragla	60 x 17 mm	43 x 28 mm	150 mm
	B-0621	Szpatuiko-lyzeczka - okragla	80 x 22 mm	60 x 36 mm	200 mm
	B-0622	Szpatuiko-lyzeczka - okragla	90 x 25 mm	75 x 43 mm	240 mm
	B-0623	Szpatuiko-lyzeczka - okragla	105 x 31 mm	85 x 50 mm	280 mm
	B-0624	Szpatuiko-lyzeczka - okragla	115 x 32 mm	110 x 45 mm	320 mm

Opis

Szpatuiko-lyzeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, zaokrąglone ostrze, a z drugiej podłużną łyżkę. Autoklawowalna.