




Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Aluminium



Półilościowe paski testowe do oznaczania aluminium. Zmiana barwy z różowej na czerwoną. Zakres pomiarowy: 5-500 mg/l. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynniki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3860	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Aluminium + odczynniki	różowy-czerwony	100 szt.

Opis

Półilościowe paski testowe do oznaczania aluminium. Zmiana barwy z różowej na czerwoną. Zakres pomiarowy: 5-500 mg/l. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynniki (30 ml wodorotlenku potasu, 30 ml kwasu octowego). Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Okres przydatności wynosi 2,5 roku od momentu produkcji.

Stopniowanie skali pasków: Aluminium 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 mg/l Al³⁺

Uwaga: Materiał niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu, par cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu. Może powodować korozję metali.