



Szpatułko-łyżeczka, prosta



Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna (z wyjątkiem B-0619).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wym. szpatułki (dł. x szer.) | Wymiary łyżeczki (dł. x szer.) | Dł. całk. |
|---|---------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------|
|  | B-0613 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 30 x 20 mm | 31 x 23 mm | 120 mm |
|  | B-0614 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 32 x 22 mm | 38 x 27 mm | 150 mm |
|  | B-0615 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 32 x 22 mm | 40 x 28 mm | 180 mm |
|  | B-0616 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 32 x 22 mm | 40 x 28 mm | 210 mm |
|  | B-0617 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 45 x 32 mm | 50 x 35 mm | 250 mm |
|  | B-0618 | Szpatułko-łyżeczka - prosta | 50 x 37 mm | 55 x 41 mm | 300 mm |
|  | B-0619 | Szpatułko-łyżeczka - prosta - pokryta PTFE | 32 x 22 mm | 40 x 28 mm | 180 mm |

Opis

Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej łyżkę. Autoklawowalna (z wyjątkiem B-0619).