



Automat filtrujący - z dzbankiem szklanym

SEVERIN

Automat filtrujący jest szybki, cichy i łatwy w obsłudze. Dostawa obejmuje szklany dzbanek z wyraźną podziałką.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność |
|---|---------|--------------------|------------|
|  | L-0215 | Automat filtrujący | ok. 1,25 l |

Opis

Automat filtrujący marki Severin odznacza się wysokiej jakości designem. Posiada szklany dzbanek z dobrze widocznym z obydwu stron wskaźnikiem poziomu cieczy. Wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia oraz płytę grzewczą z funkcją podtrzymywania temperatury. Posiada zabezpieczenie przed kapieniem i zapewnia bezpieczne wyjmowanie dzbanka nawet podczas procesu filtracji. Zawiera odchylany filtr z wyjmowaną wkładką filtracyjną 1 x 4 (wkład do filtra można myć w zmywarce). Automat posiada również zintegrowany schowek na kabel przyłączeniowy.

Dane techniczne

| Parametr | KA 4822 |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Moc | 1000 W |
| Kolor / materiał | czarny - szczerkowana stal nierdzewna |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 275 x 230 x 340 mm |
| Waga netto | 2,06 kg |
| Pojemność dzbanka | ok. 1,25 l |