



Szpatuiko-łyżeczka porcelanowa

Szpatuiko-łyżeczka wykonana z porcelany. Zgodna z normą DIN 40680. Trwałość do temperatury 1000°C. Możliwość stosowania przy pracy z różnego rodzaju substancjami ze względu na dużą odporność chemiczną. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	B-0646	Szpatuiko-łyżeczka porcelanowa	120 mm
	B-0647	Szpatuiko-łyżeczka porcelanowa	160 mm
	B-0648	Szpatuiko-łyżeczka porcelanowa	200 mm
	B-0649	Szpatuiko-łyżeczka porcelanowa	300 mm

Opis

Szpatuiko-łyżeczka wykonana z porcelany. Zgodna z normą DIN 40680. Trwałość do temperatury 1000°C. Możliwość stosowania przy pracy z różnego rodzaju substancjami ze względu na dużą odporność chemiczną. Autoklawowalna.