




## Łyżeczka podłużna, otwarta

Łyżeczka otwarta od przodu o podłużnym kształcie. Specjalny kształt umożliwia łatwe pobieranie sypkich próbek. Trzonek spłaszcza się ku końcowi, w celu pewniejszego chwytania. Wykonana ze stali szlachetnej. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Dł. całk.
	B-0643	łyżeczka podłużna, otwarta	30 x 20 mm	200 mm

### Opis

Łyżeczka otwarta od przodu o podłużnym kształcie. Specjalny kształt umożliwia łatwe pobieranie sypkich próbek. Trzonek spłaszcza się ku końcowi, w celu pewniejszego chwytania. Wykonana ze stali szlachetnej. Autoklawowalna.