









Łyżeczka okrągła

Łyżeczka o zaokrąglonym kształcie. Trzonek okrągły. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica łyżeczki	Dł. całk.
	B-0637	Łyżeczka okrągła	25 mm	120 mm
	B-0638	Łyżeczka okrągła	25 mm	150 mm
	B-0639	Łyżeczka okrągła	25 mm	180 mm
	B-0640	Łyżeczka okrągła	30 mm	210 mm
	B-0641	Łyżeczka okrągła	35 mm	250 mm
	B-0642	Łyżeczka okrągła	35 mm	300 mm

Opis

Łyżeczka o zaokrąglonym kształcie. Trzonek okrągły. Wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Autoklawowalna.