





## Wata bawełniana

Wata do zastosowań laboratoryjnych, higienicznych, kosmetycznych. Dostępna w dwóch rodzajach. Opakowanie zawiera 500 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Waga
	B-0520	Wata bawełniano-wiskozowa	500 g
	B-0536	Wata bawełniana	500 g

### Opis

Wata do zastosowań laboratoryjnych, higienicznych, kosmetycznych. Dostępna w dwóch rodzajach. Opakowanie zawiera 500 g.