



## Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki

Kolorowe wkładki wykonane z polipropylenu, przeznaczone do zakrętek gwintowanych Nr-Art. 7-4530 i kolejne oraz 7-4540 i kolejne, jak również do wszystkich próbówek neoScrew-Microtubes z zakrętką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	7-4550	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	niebieskie	100 szt.
	7-4551	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	czerwone	100 szt.
	7-4553	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	białe	100 szt.
	7-4554	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	zielone	100 szt.
	7-4555	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	różowe	100 szt.
	7-4552	Kolorowe wkładki do zakrętek na próbówki	żółte	100 szt.

### Opis

Kolorowe wkładki wykonane z polipropylenu, przeznaczone do zakrętek gwintowanych Nr-Art. 7-4530 i kolejne oraz 7-4540 i kolejne, jak również do wszystkich próbówek neoScrew-Microtubes z zakrętką.