



Probówki Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne probówki firmy [Eppendorf](https://www.eppendorf.com) o czystości PCR Clean. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z wyjątkowo szczelnym zamknięciem typu Safe-Lock. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Dostępne w wersji bezbarwnej oraz bursztynowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-7481	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	PCR Clean	bezbarwne	0030-123-301	500 szt.
	K-7482	Probówki Eppendorf Safe-Lock	0,5 ml	PCR Clean	oranżowe	0030-121-155	500 szt.
	K-7484	Probówki Eppendorf Safe-Lock	1,5 ml	PCR Clean	bezbarwne	0030-123-328	1000 szt.
	K-7485	Probówki Eppendorf Safe-Lock	1,5 ml	PCR Clean	oranżowe	0030-120-191	1000 szt.
	K-7487	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	PCR Clean	bezbarwne	0030-123-344	1000 szt.
	K-7488	Probówki Eppendorf Safe-Lock	2,0 ml	PCR Clean	oranżowe	0030-120-248	1000 szt.

Opis

Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean to oryginalne probówki firmy [Eppendorf](https://www.eppendorf.com). Wykonane są z polipropylenu o najwyższej czystości. Produkowane bez plastyfikatorów, biocydów i środków poślizgowych, mogących przenikać do próbki i zakłócać wyniki badań. Zamknięcie typu Safe-Lock chroni przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości nawet przy długotrwałym przechowywaniu. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka umożliwiają wygodne opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C. Mogą być autoklawowane w 121°C przez 20 minut (tylko z otwartym wieczkiem!). Wyjątkowo wytrzymałe - można je wirować do 30000 x g (przy poj. 2,0 ml do 25000 x g).

Probówki z zamknięciem na zawiasie typu Safe-Lock o czystości **PCR Clean** są wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. Polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, jak również do analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze);

Eppendorf Safe-Lock Tubes **PCR Clean** oferowane są w 3 pojemnościach: 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml. Oprócz wersji bezbarwnej, dostępna jest również **bursztynowa**, dedykowana dla próbek wrażliwych na światło. Pakowane są po 500 szt.

(poj. 0,5 ml) lub 1000 szt. (poj. 1,5 ml oraz 2,0 ml).