

**Naklejki do probówek**



Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte, podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym, białym oraz białym z cyframi od 0 do 9.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor	Szt./Op.
	1-9078	Etykiety podłużne	32,5 x 13 mm	żółty	1000 szt.
	1-9079	Naklejki punktowe	ø 9,5 mm	kolorowe	5000 szt.

**Opis**

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte, podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym, białym oraz białym z cyframi od 0 do 9.