



Naklejki do probówek



Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte, podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym, białym oraz białym z cyframi od 0 do 9.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wymiary | Kolor | Szt./Op. |
|--|---------|-------------------|--------------|----------|-----------|
|  | 1-9078 | Etykiety podłużne | 32,5 x 13 mm | żółty | 1000 szt. |
|  | 1-9079 | Naklejki punktowe | ø 9,5 mm | kolorowe | 5000 szt. |

Opis

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte, podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym, białym oraz białym z cyframi od 0 do 9.