




Worki z LDPE - z oznaczeniem Biohazard i kieszenią na dokumenty

Worki do transportu próbek z dodatkową kieszenią na dokumenty. Wykonane z LDPE. Z czarnym logo "Biohazard" na żółtym tle. Posiadają zamknięcie strunowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szer. x dł.	Szt./Op.
	370150	Worki z oznaczeniem Biohazard - z kieszenią na dokumenty	LDPE	150 x 150 mm	100 szt.

Opis

Worki przeznaczone do transportu próbek i opisujących je dokumentów, wykonane z folii LDPE. Z czarnym logo "Biohazard" na żółtym tle. Worki na próbki posiada zamknięcie strunowe.

Wymiary woreczka na próbki: 150 x 150 mm.

Wymiary kieszeni na dokumenty: 150 x 200 mm.