





Chusteczki czyszczące Alkotip[®] - z mikrowłókien, nasączone alkoholem

Wykonane z mikrowłókna. Zawierają 70% alkoholu izopropylowego dla łagodnej dezynfekcji. Nie strzępią się. Nadają się także do odkażania skóry przed zastrzykami. Dla ochrony przed wysuszeniem dostarczane w oddzielnych perforowanych torebkach z wewnętrzną powłoką aluminiową zabezpieczającą przed utratą wilgotności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	L-1602	Chusteczki czyszczące Alkotip	30 x 65 mm	100 szt.
	L-1604	Chusteczki czyszczące Alkotip	45 x 83 mm	100 szt.

Opis

Chusteczki Alkotip[®] wykonane z mikrowłókien. Zawierają 70% alkoholu izopropylowego dla łagodnej dezynfekcji. Nie strzępią się. Nadają się także do odkażania skóry przed zastrzykami. Dla ochrony przed wysuszeniem dostarczane w oddzielnych perforowanych torebkach z wewnętrzną powłoką aluminiową zabezpieczającą przed utratą wilgotności.

Promocyjne chusteczki Alkotip[®] L-1604 mają przekroczoną datę ważności.