

Ręczniki higieniczne - składane



Wysokogatunkowe ręczniki higieniczne. Pasują do pojemników dozujących o Nr-Art. 2-1427 i 2-1429. Dwuwarstwowe. Szybko wchłaniają wilgoć. Doskonała wytrzymałość na przemoknięcie. Antybakteryjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-1410	Ręczniki higieniczne białe, rozmiar 1	160 szt.
	2-1412	Ręczniki higieniczne zielone, rozmiar 1	160 szt.
	2-1411	Ręczniki higieniczne białe, rozmiar 2	120 szt.
	2-1413	Ręczniki higieniczne zielone, rozmiar 2	120 szt.

Opis

Wysokogatunkowe ręczniki higieniczne. Pasują do pojemników dozujących o Nr-Art. 2-1427 i 2-1429. Dwuwarstwowe. Szybko wchłaniają wilgoć. Doskonała wytrzymałość na przemoknięcie. Antybakteryjne.

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 25 x 11 x 9 cm.

Rozmiar ręcznika 1 (dł. x szer.): 23 x 25 cm, 160 arkuszy w opakowaniu;

Rozmiar ręcznika 2 (dł. x szer.): 31 x 25 cm, 120 arkuszy w opakowaniu.