



Statywy na próbki lub do suszenia



Polipropylenowy statyw służący do przechowywania próbek lub ich osuszania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. zewn. (dł. x szer. x wys.)	Rzędy	Na próbki	Liczba miejsc
	6-2350	Statyw na próbki lub do osuszania	23 x 8,5 x 6,3 cm	5 x 16	o śr. 10-13 mm	80 miejsc
	6-2351	Statyw na próbki lub do osuszania	29,5 x 13 x 6,4 cm	8 x 20	o śr. 10-13 mm	160 miejsc
	6-2352	Statyw na próbki lub do osuszania	18 x 10 x 6,7 cm	5 x 10	o śr. 14-17 mm	50 miejsc
	6-2353	Statyw na próbki lub do osuszania	23 x 10,5 x 7 cm	4 x 10	o śr. 17-20 mm	40 miejsc
	6-2354	Statyw na próbki lub do osuszania	28 x 10 x 7,5 cm	3 x 10	o śr. 22-25 mm	30 miejsc
	6-2355	Statyw na próbki lub do osuszania	29 x 12,7 x 7,5 cm	3 x 8	o śr. 25-30 mm	24 miejsca

Opis

Uniwersalne statywy wykonane z polipropylenu w kolorze białym. Statywy posiadają kołki, które umożliwiają umieszczenie próbek w bezpiecznej pozycji pionowej bez ryzyka rozlania zawartości. Statyw można również wykorzystać jako ociekacz, nakładając odwrócone do góry dnem próbki na wystające pręty.

Przystosowane do sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze do 121°C.