


## Pojemnik do zamrażania

Poliwęglanowy pojemnik do zamrażania na 18 krioprobówek.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na próbki
	L-0388	Pojemnik do zamrażania	18 miejsc	1,0 - 2,0 ml

### Opis

Wykonany z przezroczystego poliwęglanu. Pokrywka i uchwyty na fiolki wykonane z HDPE, z piankową wyściółką. Pomieści 18 fiolek krio o pojemności od 1,0 do 2,0 ml. Umożliwia stały spadek temperatury ok. 1 °C/minutę i zapewnia skuteczną kriokonserwację. Łatwy w użyciu ze 100% izopropanolem i urządzeniem do zamrażania. Brak bezpośredniego kontaktu między fiolkami a alkoholem.