



Pompka dozująca Medisept



Pompka dozująca do preparatów z serii Velodes. Pompka dozuje jednorazowo ok. 2 ml preparatu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| | P-2258 | Pompka do butelek o poj. 500 ml i 1 l |

Opis

Pompka przeznaczona do mydła, kremu, płynu i żelu do dezynfekcji rąk pasująca do butelek o pojemności 0,5 l i 1 l. Pompka jednorazowo dozuje ok. 2 ml preparatu.