




Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej Mediclean 240 Steel



Preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej. Doskonale radzi sobie z usuwaniem odcisków palców a także ze smugami i plamami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Rodzaj pak. | Pojemność |
|---|---------|---|--------------------------|-----------|
|  | P-2412 | Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej Mediclean 240 Steel | butelka ze spryskiwaczem | 500 ml |

Opis

Mediclean Steel to preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia i nadaje powierzchniowi wysoki połysk. Dodatkowo chroni przed powstawaniem rdzy i procesami utleniania. Zapobiega powtórnemu zabrudzeniu, wykazuje właściwości antystatyczne.

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj i wypoleruj czystą i suchą ściereczką.

Skład: Zawiera d-limonen, Linalool, aldehyd α -heksylcynamonowy. Zawiera: kompozycję zapachową (LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL).