





## Ręczniki czyszczące

**Papierowe ręczniki czyszczące**  
Dwuwarstwowe, miękkie, dziurkowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1432	Ręczniki czyszczące białe, rolka o wym. 34 x 24 cm (dł. x szer.); 2 rolki 255 m w opak.
	2-1433	Ręczniki czyszczące zielone, rolka o wym. 38 x 40 cm (dł. x szer.); 1 rolka 570 m w opak.

### Opis

#### Papierowe ręczniki czyszczące

Dwuwarstwowe, miękkie, dziurkowane.

Ręczniki 34 x 23,5 cm: białe, 2 rolki po 750 arkuszach, dł. 255 m;

Ręczniki 38 x 40 cm: zielone: 1 rolka z 1500 arkuszami, 570 m.

Do ręczników polecamy statyw dozujący mobilny statyw podłogowy o Nr-Art. N-0981 i statyw stołowy/ścienny o Nr-Art. N-0980.