

Markery laboratoryjne Sharpie - czarne - zestaw



Sharpie[®]

12 sztuk czarnych markerów laboratoryjnych Sharpie. Ultracienkie (Ultra-Fine) - grubość linii wynosi ok. 0,5 mm. Dla wersji cienkiej (Fine) - ok. 0,9 mm. Z okrągłą końcówką. Obudowa wykonana z polipropylenu ogranicza parowanie tuszu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. końcówki	Kolor	Szt./Op.
≡≡	B-6703	Markery permanentne Sharpie Ultra-Fine	0,5 mm	czarne	12 szt.
≡≡	B-1697	Markery permanentne Sharpie Fine	0,9 mm	czarne	12 szt.

Opis

12 sztuk czarnych markerów laboratoryjnych Sharpie. Ultracienkie (Ultra-Fine) - grubość linii wynosi ok. 0,5 mm. Dla wersji cienkiej (Fine) - ok. 0,9 mm. Z okrągłą końcówką. Obudowa wykonana z polipropylenu ogranicza parowanie tuszu. Markery Ultra-Fine pasują do licznika kolonii eCount™ (nr art. B-0998).

Pisak do zliczania kolonii o Nr-Art. B-0998 należy zamawiać osobno.