





## Dozownik mydła

Nowoczesny i higieniczny system dozowania.  
 Optymalna higiena dzięki pompce zintegrowanej z pojemnikiem. Pasuje do ochronnych past mydlnych, Nr-Art. 2-1422 do 2-1425. Z okienkiem. Łatwe otwieranie przez naciśnięcie przycisku. Wykonany z białego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Możliwość obsługi dłonią lub ramieniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1420	Dozownik mydła do obsługi ręką
	2-1421	Dozownik mydła do obsługi ramieniem

### Opis

Nowoczesny i higieniczny system dozowania.  
 Optymalna higiena dzięki pompce zintegrowanej z pojemnikiem. Pasuje do ochronnych past mydlnych, Nr-Art. 2-1422 do 2-1425. Z okienkiem. Łatwe otwieranie przez naciśnięcie przycisku. Wykonany z białego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia. Możliwość obsługi dłonią lub ramieniem.

**Wymiary:** 291 x 112 x 114 mm (wys. x szer. x gł.).