





Dozownik na środki myjąco-dezynfekujące w butelkach

Higieniczny dozownik z tworzywa sztucznego. Przeznaczony na środki do dezynfekcji rąk, płyny myjące i pielęgnujące. Pompka dozująca może być autoklawowana. Możliwość regulacji dozowania (0,5/ 1,0/ 1,5 ml na jedną porcję). Prosty w obsłudze. Dostarczany wraz z elementami montażowymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	P-2248	Dozownik na środki myjąco-dezynfekujące, na butelki 350 i 500 ml
	P-2249	Dozownik na środki myjąco-dezynfekujące, na butelki 1000 ml

Opis

Higieniczny dozownik z tworzywa sztucznego. Przeznaczony na środki do dezynfekcji rąk, płyny myjące i pielęgnujące. Pompka dozująca może być autoklawowana. Możliwość regulacji dozowania (0,5/ 1,0/ 1,5 ml na jedną porcję). Prosty w obsłudze. Dostarczany wraz z elementami montażowymi.

Wymiary dozownika Nr-Art. P-2248: 300 x 85 x 210 mm (wys. x szer. x gł.);

Wymiary dozownika Nr-Art. P-2249: 340 x 105 x 210 mm (wys. x szer. x gł.).