





Pudełka z PP do zamrażania



Pudełka z PP do zamrażania próbek z pokrywą i indeksem numerycznym. Nadają się do mrożenia w bardzo niskich temperaturach (-90°C) i można je autoklawować.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na próbki	Kolor	Szt./Op.
	A-730140	Pudełka z PP do zamrażania	6 x 6	15 ml	zielony	2 szt.
	A-730145	Pudełka z PP do zamrażania	4 x 4	50 ml	niebieski	2 szt.

Opis

Pudełka do zamrażania na próbki, charakteryzujące się solidną konstrukcją z polipropylenu. Mają znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe stojaki styropianowe czy kartonowe i są łatwiejsze w użyciu. Można je sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121° C i nadają się do użytku w zamrażarkach o bardzo niskiej temperaturze (-90°C). Dla bezpiecznego przechowywania próbek pudełka wyposażone są w przezroczystą, zdejmowaną pokrywę z polipropylenu. Posiadają chwyt ułatwiający wyjmowanie z zamrażarki. Pudełka mają kodowanie numeryczne, co znacznie ułatwia identyfikację próbek.

Pudełka dostępne w dwóch wariantach:

- na 36 miejsc (6 x 6), które pomieszczą próbki wirówkowe o pojemności 15 ml i inne próbki o maksymalnej średnicy 18 mm,
- na 16 miejsc (4 x 4), które pomieszczą próbki wirówkowe o pojemności 50 ml i inne próbki o maksymalnej średnicy 30 mm.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 144 x 144 x 127 mm (102 mm wys. bez pokrywki).