





Pojemniki dozujące na ręczniki

Solidne pojemniki dozujące wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne w dwóch rozmiarach. Przeznaczone do montażu na ścianie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wymiary (szer. x wys. x gł.) |
|--|---------|-------------------------------------|------------------------------|
|  | 2-1429 | Pojemnik dozujący na 250 ręczników | 332 x 291 x 135 mm |
|  | 2-1427 | Pojemnik dozujący na 1000 ręczników | 332 x 291 x 135 mm |

Opis

Solidne pojemniki dozujące wykonane z tworzywa sztucznego. Dostępne w dwóch rozmiarach. Przeznaczone do montażu na ścianie.

Kolor: biały.

Do pojemników pasują ręczniki higieniczne Nr-Art. 2-1410 do 2-1413.