



Statyw laboratoryjny z podstawą trójnożną

Żeliwny statyw laboratoryjny z podstawą trójnożną - w zestawie z prętem i łącznikiem krzyżowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-1355	Statyw laboratoryjny z podstawą trójnożną

Opis

Statyw laboratoryjny z podstawą trójnożną w kolorze czarnym. Wykonany z żeliwa. W skład zestawu wchodzi statyw z prętem oraz zacisk z mufą. Całkowita wysokość statywu wynosi 63 cm. Pręt ma długość 60 cm i średnicę 10 mm. Podstawa ma średnicę 15 cm i wysokość 4,5 cm. Waga całkowita 2,4 kg.