





Markery odporne na niskie temperatury



Markery odporne na niskie temperatury. Przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Szt./Op. |
|---|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|  | 1-1932 | Marker odporny na niskie temperatury | czarny | 1 szt. |
|  | 1-1934 | Markery odporne na niskie temperatury | czarny, czerwony, niebieski, zielony | 4 szt. |

Opis

Markery odporne na niskie temperatury. Przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek.

Grubość końcówki: ok. 2 mm.