



Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol[®] rapid

B | BRAUN

Środek na bazie alkoholi, do bezpośredniego użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV i norowirusy FCV/MNV) i bezotoczkowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-1591	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] rapid	butelka uzupełniająca	250 ml
	B-1592	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] rapid	butelka ze spryskiwaczem	250 ml
	B-1593	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] rapid	okrągła butelka bez spryskiwacza	1 l
	B-1594	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] rapid	butelka ze spryskiwaczem	1 l
	B-1595	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol [®] rapid	kanister	5 l

Opis

Meliseptol[®] rapid to środek na bazie alkoholi, do bezpośredniego użycia. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy (w tym MRSA i TB), grzybobójczy, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HBV, HIV, HCV i norowirusy FCV/MNV) i bezotoczkowych. Przeznaczony do bezpośredniego użycia.

Czas działania - 1 minuta (do inaktywacji wirusów czas ekspozycji należy wydłużyć do 10 minut).