



## Taśmy samoprzylepne neoTape<sup>®</sup>-Rainbow Pack, komplet ze statywem

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do opisywania stanowiące wraz ze statywem komplet o nazwie Rainbow Pack. Zestaw zawiera 10 rolek taśmy w różnych kolorach oraz statyw dozujący.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-6240	neoTape-Rainbow Pack, 10 rolek taśmy + statyw

### Opis

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do opisywania stanowiące wraz ze statywem komplet o nazwie Rainbow Pack. Zestaw zawiera 10 rolek taśmy w różnych kolorach oraz statyw dozujący. Rolki mają szer. 13 mm i dł. 12,7 m. W komplecie taśmy w kolorach: biały, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony, jasnoróżowy, niebieski, ciemnoróżowy, fioletowy i lawendowy.